# 《基础物理实验》实验报告

## 一: 实验内容

## (一) 实验目的:

了解虚拟仪器与 LabVIEW,并利用 LabVIEW 进行温度计、电压输入输出、伏安法测电阻程序设计,并利用后两者与硬件相连进行实验。

## (二)实验仪器:

计算机,LabVIEW 2014,NI ELVIS II+,导线若干, $100 \Omega$ 标准电阻, $51 \Omega$ 与  $1k \Omega$ 电阻 各一个,稳压二极管一个,热电偶等。

### (三)实验原理:

(根据新学期要求,下面将简述实验原理)

- 1. LabVIEW 为图形编程语言,使用界面分为前面板与程序框图两个主要部分。前面板用于模拟真实仪器的前面板,放置不同的输入组件与显示组件;程序框图利用各种函数组件,进行程序框图的创造,反映仪器的内部结构。
- 2. NI ELVIS II+是虚拟仪器综合实验平台硬件,有模拟多种电学仪器的功能,其有面包板,可以直接利用导线连接各个接口。"+""-"区域一竖列连通,字母区域每行连通,接口亦为每行连通。当导线插入后需要穿过夹子穿到底。
  - 3. 伏安法测电阻的硬件电路图如下:




图 1 伏安法测电阻原理图

## (四)实验内容:

### 模拟温度测量程序设计


#### 1. 实验原理:

本实验是模拟利用电压测量温度的装置,并得到华氏、摄氏温度。两种温度之间的转换 关系为摄氏温度=(华氏温度-32)÷1.8。

## 2. 实验步骤:

- (1)新建文件,在前面板上按对应位置放置温度计、垂直滑动杆开关、显示控件(表示输出温度值)、输入控件(表示采集的电压值)。
- (2) 创建程序框图。其思路是先将电压转换为对应的华氏温度,然后判断所输出的数据类型,分成华氏输出与摄氏输出两条计算路径,最后输出在温度计上。结束后关闭程序。
  - (3) 经运行程序,能够根据要求输出不同输入电压、不同单位的温度值。
- 3. 程序框图及前面板:

如下图所示:






图 2 模拟温度测量 程序框图及前面板

#### 选做实验: 使用真实热电偶元件创立温度测量程序

## 1.实验原理:

通过测量热电偶的电压,并利用 Labview 内置的转换功能,实现温度的测量,和摄氏/ 华氏温度的转换。

#### 2.实验步骤:

- (1)新建文件,创建前面板(与创建模拟温度计时相同)。放入加法函数、乘法函数、选择函数以及 DAQ 助手。
- (2) 创建程序框图,将所需要的对象放入程序框图中之后用连线工具连接,并在需要的地方创建数值常量。

- (3) 用香蕉转针型线连接热电偶和测量端。
- (4)运行 VI 程序,使程序运行于连续运行模式。测量不同处的温度(例如空气和人体等,此处测量环境空气温度),改变温度值单位,观察程序运行情况并记录。结束后关闭程序。

从前面板可以看出,环境温度此时为23.833摄氏度,符合常识。

3. 程序框图及前面板:

如下图所示:




图 3 热电偶测量环境温度 程序框图及前面板

## 模拟电压输入输出设计

## 1.实验原理:

本实验需要构建的装置包含电压采集与电压输出两部分虚拟装置。由于需要等待 100ms 后采集,故框图中需要使用 While 循环。程序中的两部分分别模拟电压表和电源。 2.实验步骤:

- (1)新建文件,在前面板上按对应位置放置输入输出两个物理通道、显示控件(表示电压测量值)、输入控件(表示电压输出值)。
- (2) 创建程序框图。将两个物理通道分别进行 AI 电压输入、AO 电压输入,然后经过 While 循环,最后输出。
- (3) 打开 ELVIS 电源和原型板电源,连接硬件,电源正极为 AO,负极为 Ground。AI+与 AI-分别为电压测量正负端。

- (4)运行程序,选择与设备编号相符合的 ao 或 ai 通道,输入电压值,开始测量。结束后关闭程序。
- 3. 程序框图及前面板:

如下图所示:




图 4 模拟电压输入输出 程序框图与前面板

在前面板中可以看出, 当输入电压为 1.26V 时, 测量电压同为 1.26V。

## 利用虚拟仪器测量伏安特性

## 1.实验原理:

通过总电压减去标准电阻电压得到待测元件电压,通过标准电阻电压除以标准电阻阻值得到待测元件电流,相除即能得到阻值。

## 2. 实验步骤:

- (1)新建文件,前面板放置 4 个输入控件表示测量电压步长、测量数据点数、标准电阻阻值、时间间隔,放置一个开关,放置一个显示控件来显示待测阻值测量值,放入一个数据显示表格与 X-Y 图工具记录电压电流数值。
- (2)程序框图由 While 循环内套 5 帧平铺式结构组成, 5 帧分别具有输出电压、等待、 采集电压并处理数据、等待、使得结束时输出电压为 0 的功能。利用移位寄存器进行数据实 时显示。
  - (3) 搭建硬件电路。主电路由 ao 出发,经过 100 Ω标准电阻与待测电阻后最后回到

Ground。选取两组 ai 分别接在标准电阻两端与两个电阻整体的两端。

(4)运行程序。分别测量两个待测电阻的电阻值。分析实验结果。之后测量并绘制稳压二极管伏安特性曲线。改变"输出电压步长"为负值时,可以在电阻两端加反向电压。最后将数据导出至 Excel 中。

实物电路图如下所示:




图 5 实物电路图

3. 程序框图及前面板:

如下图所示:




图 6 测量伏安曲线 程序框图

下面分别给出 51 Ω、1000 Ω 电阻以及二极管的前面板:




图 751Ω前面板




图 8 1000 Ω前面板




图 9 二极管前面板

从图中可以看出,50 Ω 和 1000 Ω 电阻的测量结果都符合得很好,二极管在测量时分别测量了正向与反向的伏安曲线,但截图时漏掉了一个,只截取了反向的情况。

## 4.实验数据与处理分析:

#### (1) 51 Ω 电阻

测量 51Ω电阻的伏安特性实验数据如下:

表 1 测量 51 Ω 电阻的伏安特性实验数据表

| 电流(A)  | 7.50E-06     | 0.0003392  | 0.00066446 | 0.000986499 | 0.0013182  | 0.00164668 |
|--------|--------------|------------|------------|-------------|------------|------------|
| 电压 (V) | -0.000644078 | 0.0157799  | 0.03317    | 0. 0502381  | 0.0673062  | 0. 0840522 |
| 电流(A)  | 0.00197516   | 0.00230042 | 0.00263856 | 0.00296704  | 0.0032923  | 0.00362078 |
| 电压 (V) | 0.0995101    | 0. 117544  | 0. 133002  | 0. 15007    | 0. 167782  | 0. 184851  |
| 电流(A)  | 0.00395248   | 0.00427774 | 0.00460944 | 0.00493792  | 0.00527284 | 0.0055981  |
| 电压 (V) | 0.200953     | 0. 217377  | 0. 234767  | 0. 252157   | 0. 267937  | 0. 285327  |
| 电流(A)  | 0.00592658   | 0.00625506 | 0.00658676 |             |            |            |
| 电压 (V) | 0.302073     | 0. 319463  | 0. 334921  |             |            |            |

使用 Excel 绘制图像与线性拟合如下:




图 10 测量 51Ω电阻的伏安特性

从图中可看出,测量电阻的阻值为  $51.08\Omega$ ,相对误差 0.1568%,相对误差极小。相关指数为 1,说明测得数据线性相关程度极好。而截距的绝对值较小也说明了测量比较精确。

## (2) 1000 Ω 电阻

测量 1000Ω电阻的伏安特性实验数据如下:

表 2 测量 1000 Ω 电阻的伏安特性实验数据表

| 电 | <b>凡流(A)</b>  | 7.50E-06     | 0.000464795 | 0.00091887 | 0.00137617 | 0.00183346 | 0.00227788 |
|---|---------------|--------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
| 电 | <b>見压 (V)</b> | -0.000966117 | 0. 453109   | 0.907185   | 1. 36126   | 1.81502    | 2. 27006   |
| 电 | <b>凡流(A)</b>  | 0.00272873   | 0.00318925  | 0.00364654 | 0.0040974  | 0.00455469 | 0.00501199 |
| 电 | 凡压 (V)        | 2. 72382     | 3. 17855    | 3. 63102   | 4. 08607   | 4. 53952   | 4. 99393   |
| 电 | <b>坦流(A)</b>  | 0.00545962   | 0.00591048  | 0.00637422 | 0.00682829 | 0.00727915 | 0.00773322 |
| 电 | <b>見压 (V)</b> | 5. 44802     | 5. 90308    | 6. 35622   | 6. 80999   | 7. 26442   | 7. 71917   |

| 电流(A)  | 0.00818408 | 0.00864138 | 0.0089763 |  |  |
|--------|------------|------------|-----------|--|--|
| 电压 (V) | 8. 17328   | 8. 62707   | 8. 95977  |  |  |

使用 Excel 绘制图像与线性拟合如下:




图 11 测量 1000 Ω 电阻的伏安特性

从图中可看出,测量电阻的阻值为  $999.53\Omega$ ,相对误差 0.047%,相对误差极小。相关指数为 1,说明测得数据线性相关程度极好。而截距的绝对值较小也说明了测量比较精确。

前面两种电阻的结果都符合得很好,说明虚拟仪器的精度相当高。

## (3) 二极管

测量二极管的伏安特性实验数据如下(实验时使用的是发光二极管):

第一组数据为二极管**正向(设置步长为0.5V)**:

表 3 测量二极管正向的伏安特性实验数据表

| 电流(A)  | 1.39E-05    | 5. 26E-05  | 0. 000123434 | 1. 39E-05  | 2. 04E-05 | 3.00E-05  |
|--------|-------------|------------|--------------|------------|-----------|-----------|
| 电压 (V) | -0.00128816 | 0. 494974  | 0. 987695    | 1. 49845   | 1. 99794  | 2. 49646  |
| 电流(A)  | 0.0025194   | 0.00625828 | 0.0102967    | 0. 0105897 | 0.0104963 | 0.0104384 |
| 电压 (V) | 2. 74572    | 2.86842    | 2. 96021     | 2. 96247   | 2. 96086  | 2. 95893  |
| 电流(A)  | 0.0103965   | 0. 0103643 | 0.0103417    | 0. 0103256 | 0.0103063 | 0.0102967 |
| 电压 (V) | 2.95732     | 2. 95796   | 2. 95603     | 2. 95538   | 2. 95474  | 2. 95345  |
| 电流(A)  | 0.0102902   | 0. 0102773 | 0.0102709    |            |           |           |
| 电压 (V) | 2. 95345    | 2. 95313   | 2. 95313     |            |           |           |

使用 Excel 绘制图像与线性拟合如下:




图 12 二极管正向伏安特性

正向导通时,其正向压降大约为 2.9V 左右。经网络查询,常用的普通发光二极管的正向导通压降的范围为 2.7V-3.3V,与事实相符。

对于反向电压,数据如下所示:

表 4 测量二极管反向的伏安特性实验数据表

| 电流(A)  | -0.00161019 | 0. 498839 | 0. 998322    | 1. 49877 | 1. 99858 | 2. 49968    |
|--------|-------------|-----------|--------------|----------|----------|-------------|
| 电压 (V) | 1.72E-05    | 7.50E-06  | 1.39E-05     | 1.39E-05 | 1.07E-05 | 7. 50E-06   |
| 电流(A)  | 2. 99949    | 3. 49866  | 3. 99815     | 4. 49861 | 4. 99842 | 5. 48472    |
| 电压 (V) | 4.28E-06    | 1.39E-05  | 1.39E-05     | 1.07E-05 | 1.39E-05 | 0.000149197 |
| 电流(A)  | 5. 99807    | 6. 49918  | 6. 9755      | 7. 49851 | 7. 99835 | 8. 49851    |
| 电压 (V) | 1.07E-05    | 7.50E-06  | 0. 000232927 | 1.39E-05 | 1.39E-05 | 1.39E-05    |
| 电流(A)  | 1.07E-05    | 2.04E-05  | 0.000806157  |          |          |             |
| 电压 (V) | 1.07E-05    | 2.04E-05  | 0. 000806157 |          |          |             |

使用 Excel 绘制图像与线性拟合如下:




图 13 二极管反向伏安特性

反向导通时,其反向压降大约为 10V 左右。经网络查询,常用的普通发光二极管的反向导通压降较大,一般在 5V 以上,实验结果与事实相符。

除此之外,我更改了输入电压的步长,采用步长为 0.4V。得到的正向伏安特性数据如下表:

表 5 测量二极管正向的伏安特性(0.4V步长)实验数据表

| 电流 (A) | 1.39E-05    | 1. 72E-05  | 7. 50E-06 | 1. 72E-05  | 1. 72E-05  | 1.07E-05  |
|--------|-------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|
| 电压 (V) | -0.00161019 | 0. 39804   | 0. 799302 | 1. 19831   | 1. 59796   | 1.99858   |
| 电流(A)  | 7. 50E-06   | 0.0011765  | 0.0039557 | 0.0070344  | 0. 0102838 | 0.0105768 |
| 电压 (V) | 2.39888     | 2. 68099   | 2.80079   | 2.89       | 2. 9615    | 2.96504   |
| 电流(A)  | 0. 0104867  | 0. 0104255 | 0.0103868 | 0. 0103611 | 0. 0103353 | 0.0103192 |
| 电压 (V) | 2. 96247    | 2. 96021   | 2. 95925  | 2. 95796   | 2. 95764   | 2. 95699  |
| 电流(A)  | 0. 0102999  | 0. 0102902 | 0.0102806 |            |            |           |
| 电压 (V) | 2.95699     | 2. 95635   | 2. 95506  |            |            |           |

使用 Excel 绘制图像与线性拟合如下:




图 14 二极管正向伏安特性曲线(0.4V 步长)

可以看出正向导通电压仍为 2.9~3.0V, 但曲线变化相较 0.5V 步长的图像更加平滑。

# 二: 总结

虚拟仪器实验使用图形编程语言,相较其他编程语言更容易上手。在其他基础物理实验中,数据记录的过程大多都是依靠人工读取示波器等仪器的示数,自然会有较大的误差。同时,如示波器这样的仪器无法对数据进行自由地四则运算,导致不能直接通过图像得到我们需要的数据,最后还需要人工重新计算,非常费时费力。

除此之外,虚拟仪器测得的数据误差很小,比如对电阻伏安特性的线性拟合实验,相关指数接近于1,对比其他的物理实验则大多存在较高的系统误差。理论上线性相关的值经过拟合后,误差往往较理论值较大,且相关指数都较低。

对于虚拟实验中存在的问题。比如热电偶实验中,电路接触不良的问题较为突出,会出现在测量过程中数据剧烈跳变的情况。这说明虚拟实验在硬件上的要求较高,实验仪器仍有改进的空间。